



# 2003年7月

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 海の日	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## 試料

ヒト毛髪：毛根部試料は抜去した毛髪の毛根から約1cm、毛幹部試料は毛根部試料の先2～6cm。  
 ヒト爪：先端を爪切りで切り取り、それをカッターで約1mm角程度に切ったもの2個(0.5mg)程度。  
 マウス体毛：一つまみ(5mg程度)分をはさみで切り取ったもの。  
 マウス爪：先端から約1～2mm程度を切り取ったもの。

エタノールで洗浄する

ハサミ等で4-5mmに刻む

← Extraction Buffer 200 μl

← Enzyme Solution 5 μl

← Lysis Solution 8 μl

混合

インキュベート, 55℃, 20分

← Enzyme Solution 5 μl

混合

インキュベート, 55℃, 5-10分

← フェノール/クロロホルム/

イソアミルアルコール(25:24:1) 200 μl

転倒混和

