



Agarose H

I. 製品説明

本品は、高強度タイプのアガロースです。低アガロース濃度でも強度が高いため、大きなサイズの核酸フラグメントの電気泳動に適しています。

II. 保存

室温

III. 規格

ゲル強度	$\geq 2,600 \text{ g/cm}^2 (1.5\%)$
融点	boil (1.5%)
ゲル化温度	$37\sim 39^\circ\text{C} (1.5\%)$
硫酸含量 (SO ₄)	$\leq 0.2\%$
水分含量	$\leq 10\%$
電気浸透度 (-Mr)	≤ 0.2

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。