

pBR322 DNA

I. 製品説明

本品は、*E. coli* で用いられるクローニング用ベクターです。アンピシリン、テトラサイクリンの耐性遺伝子を含みます。

II. 保存

-20°C

III. 起源

Plasmid pBR322 を保持した *E. coli* HB101

IV. DNA サイズ

4,361 bp

V. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)

1 mM EDTA

VI. 品質試験

- 1) ヌクレアーゼコンタミ試験
- 2) 制限酵素切断試験
- 3) 形質転換試験

本品は、試薬（試験研究用）として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。