

セット内容を確認してください

このたびは、『Dr. ジーン 9 アガロースゲル電気泳動セット』をご購入いただき誠にありがとうございます。製品が到着しましたら、以下のチェックリストを参考にセット構成が揃っているか確認してください。

1. セット構成品 (1 Set) を確認します

1セットあたり、以下のセット構成品と本紙が入っています。

セット内容	数量	保存温度	備考
<input type="checkbox"/> Agarose S	5 g×1 本	室温保存	アガロース
<input type="checkbox"/> 50×TAE	100 ml×1 本	室温保存	電気泳動バッファー
<input type="checkbox"/> Gene Ladder Wide 1	500 µl×1 本	室温保存	マーカーDNA
<input type="checkbox"/> 6×Loading Buffer Orange G	1 ml×1 本	室温保存	ローディングバッファー
<input type="checkbox"/> CLEAR STAIN Blue	120 ml×1 本	室温保存	核酸染色用試薬

2. マニュアルをダウンロードします

実験マニュアルは本品に添付しておりません。ニッポンジーンのホームページより PDF ファイルをダウンロードしてご確認ください。

<http://nippongene.com/siyaku/> の検索窓に

「315-08481」と入力