



dNTPs Mixture (25 mM each)

I. 製品説明

本品は、各 25 mM のデオキシヌクレオシド三リン酸 (dNTPs) です。PCR 法や等温遺伝子増幅法などで、DNA ポリメラーゼの基質として使用できます。

II. 保存

-20°C

III. 形状

水溶液 (ナトリウム塩、pH 7.5 ± 0.5)

IV. 組成

25 mM	dATP
25 mM	dTTP
25 mM	dGTP
25 mM	dCTP

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。