

新製品のお知らせ

「Dual CoCoMo™-BLV qPCR Mix」

～BLV および DRA 同時検出試薬～

製品の特長：(従来品 A803 比較)

■作業時間短縮 (試薬調製の簡略化) ■検査コスト削減

謹啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびは動物用研究用試薬「Dual CoCoMo™-BLV qPCR Mix」を発売することになりましたので、ここにご案内申し上げます。

Dual CoCoMo™-BLV qPCR Mix は、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)の LTR 領域をターゲットにし、プロウイルスとして組み込まれた BLV と標的遺伝子(BoLA-DRA)を Dual-target で同時にリアルタイム PCR により増幅・検出する試薬です。

本製品は牛全血から抽出した牛ゲノム DNA を検体として使用しますので、弊社が販売しております「CoCoMo™-BLV DNA Pure SPIN」とあわせてご使用いただければ幸いです。

皆様のニーズに応える製品であると自負しておりますので、ぜひご検討のほどよろしく願いいたします。

謹白

記

1. 対象製品

製品名	品番	包装単位	希望納入価格	販売開始
Dual CoCoMo™-BLV qPCR Mix	A002	50 反応用	39,000(税別)	2024年9月30日

関連製品	品番	包装単位	希望納入価格
CoCoMo™-BLV DNA Pure SPIN	A001	100 回用	33,000 円(税別)
BLV PlasmidDNA/DilutionSolution	A804	20 回用	10,000 円(税別)
BLV PositiveControl/NegativeControl	A805	20 反応用	10,000 円(税別)

【製品情報はこちらから】  [Dual CoCoMo™-BLV qPCR Mix](#)

2. お見積のご依頼、お問い合わせ先

株式会社ニッポンジーン

診断試薬部 動物用研究用試薬 販売窓口担当

TEL:076-442-3611 (受付時間: 平日9:00-12:00、13:00-17:00)

FAX:076-443-9121

E-mail: info-dd@nippongene.com

お見積書および直接販売証明書の発行が可能です。

上記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。



以上