

Gene Ladder Wide 1 (0.1–20 kbp)

I. 製品説明

Gene Ladder シリーズは色素 (Bromophenol blue, Xylene Cyanol FF) と Glycerol (比重調整剤) があらかじめ添加してあるラダーマーカーです。チューブからそのままアガロースゲルにアプライすることができます。1 レーンあたり 5 μ l 使用し、電気泳動後に臭化エチジウムなどで染色を行うと、マスマーカーとしても使えます。

II. 保存

室温
 長期保存する場合は冷蔵 (2–8°C) で保存して下さい。

III. 濃度

0.886 μ g / 5 μ l

IV. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)
 10 mM EDTA
 20 mM NaCl
 0.004% Bromophenol Blue
 0.004% Xylene Cyanol FF
 10% Glycerol

V. 使用方法

- 通常 1 レーンあたり 5 μ l でご使用下さい。
- 色素およびグリセロールを含有しているので調製の必要はございません。そのまま電気泳動ゲルにアプライしてご使用下さい。
- マスマーカーとして使用される場合は、電気泳動後にゲルの染色を行って下さい。

VI. フラグメントサイズ対応表

フラグメント	塩基対 (bp)	DNA 量 (ng / 5 μ l)
● 1	20000	100
● 2	10000	50
● 3	7000	35
● 4	5000	75
● 5	4000	40
● 6	3000	30
● 7	2000	100
● 8	1500	30
● 9	1300	26
● 10	1000	100
● 11	700	35
● 12	500	75
● 13	400	40
● 14	300	30
● 15	200	20
● 16	100	100

1% Agarose S
 EtBr 染色

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
 医薬品の用途には使用しないでください。